

LABORATOIRE BIOCENTRE		FICHE D'UTILISATION DES TUBES DE PRELEVEMENT			DOCECH002
Indice 29	Date 07/02/2025	Nature des modifications : Ajout Insuline, ACTH, SDHEA ; tube CTAD ; suppression sérologies COVID et chlamydia			
Rédacteur : L. WIJNANTS			Approbateur : V. DECOOL		
Document à diffusion non contrôlée					
Tube sec (avec ou sans gel) Autant de tubes que de	Tube Citrate Autant de tubes que de	Tube EDTA Autant de tubes que de	Tube Héparine 1 seul tube	Tube Héparine + Tube sec gel 1 tube et 1 tube	
Ac solubles (SSA, SSB, RNP, Sm...), anti CCP, anti ADN natif, antinucléaires, anti thyroïdien (thyroglobuline, thyroperoxydase) anti transglutaminase, IgE totales et spécifiques, Phadiatop, Trophatop (adultes / enfants) Ac anti récepteur TSH, CA 125, CA 15.3, CA 19.9, ACE, AFP, Cortisol, FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine, Testostérone, Ig A, Ig G, Ig M, Préalbumine, Digoxine, Lithium, Folates, B12, Vit D Facteur rhumatoïde MNI Test CMV, EBV, S-DHEA Insuline AMH, Sérologie Lyme Electro et immuno électrophorèse CDT	Antithrombine III, D-Dimères, Fibrinogène, TP / INR, Activité anti Xa (hors HNF), TCA (hors suivi HNF) Facteurs de coagulation REMPLIR JUSQU'A POINTE DE LA FLECHE (ni plus ni moins) T° ambiante (20 +-5°C) IMPERATIVEMENT Tube CTAD 1 seul tube TCA, Anti Xa (< 5 heures) UNIQUEMENT dans le cadre d'un suivi de HNF	Numération Formule, plaquettes, réticulocytes, Vitesse de sédimentation BNP PTH intacte Hémoglobine Glyquée Paludisme (Recherche) Groupe sanguin, Agglutinines Irrégulières, Coombs direct IMPERATIVEMENT NOTER : Date de naissance + Sexe Tube Citrate + Tube EDTA 1 tube + 1 tube Plaquettes citrate	Acide urique Albumine sérique Apolipoprotéine A1 / B Bilirubine (directe et totale) Calcium, Phosphore Cholestérol (Total, HDL, LDL) CPK totales Créatinine CRP Fer, Ferritine Gamma GT, Transaminases LDH Lipase Magnésium NT proBNP Phosphatases alcalines Procalcitonine Protides Transferrine Triglycérides Troponine Urée Ionogramme : Na, K, Cl, CO2 (réserve alcaline) Hormones : HCG T3L, T4L, TSH	PSA libre et totale Rubéole Syphilis BW Toxoplasmose Hépatite A Hépatite B (AcHBc, AcHbs, AgHBs) Hépatite C, HIV Tube Fluorure Autant de tubes que de Glycémie, cycles glycémiques, hyperglycémies provoquées Lactates Tube EDTA aprotinine 1 seul tube ACTH (< 4 heures)	
Prélèvement à faire au laboratoire OBLIGATOIREMENT (tubes pré chauffés à 37°C / coagulation à 37°C)					
Cryoglobulines : 4 tubes SANS GEL			Cryofibrinogènes : 4 tubes		

LE PRELEVEMENT : UN ACTE DETERMINANT POUR LA QUALITE DES ANALYSES

QUELQUES REGLES SIMPLES A RESPECTER :

- 👉 **Les prélèvements doivent être pris en charge** par le laboratoire dans les 4 heures (6h maxi acceptable).
- 👉 **Une bonne sélection des tubes** : voir les documents mis à votre disposition par le laboratoire. **Merci de respecter le nombre de tubes à prendre** (indiqué par un petit bouchon dans le tableau ci-dessus)
- 👉 **Une bonne identification du patient** : indiquer son nom, nom de jeune fille, prénom, adresse et numéro de téléphone, date de naissance, et pour le tiers payant : son numéro de SS, sa CPAM, l'ouverture des droits et le nom de l'assuré. Une fiche de liaison est disponible auprès du laboratoire (ERECH020).
- 👉 **Une bonne identification des prélèvements** : indiquer le nom et le prénom du patient **sur chaque tube** au moment du prélèvement. Ajouter la date de naissance **et le sexe** pour les tubes de groupes sanguins, phénotypes et RAI. Indiquer la date et l'heure de prélèvement sur l'ordonnance ou la fiche de liaison (ERECH20).
- 👉 **Une bonne identification du préleveur** : identité du préleveur (ou éventuellement son cachet) sur l'ordonnance avec un numéro de téléphone où l'on peut le joindre en cas de nécessité.
 - ☛ *Un problème de prélèvement ou le non-respect des délais peuvent interférer avec la qualité du résultat.*
Par exemple : Des difficultés au moment du prélèvement = Plaquettes diminuées, potassium augmenté
Des délais d'acheminement trop élevé (> 6 heures) = Potassium augmenté, LDH augmenté.
- 👉 **Les prélèvements de bactériologie** (urines, plaies, copro...) doivent être **obligatoirement** être accompagnés d'une fiche de renseignements cliniques (à disposition au laboratoire)
- 👉 Merci d'informer le laboratoire de **toutes difficultés rencontrées** :
 - Lors de l'acte de prélèvement, de la conservation du prélèvement,
 - Lors de l'identification du patient
 - ↳ Utiliser l'ordonnance ou la fiche de liaison afin d'en alerter le laboratoire.

😊 **N'hésitez pas à contacter le laboratoire pour toute information complémentaire**
au 03.20.46.69.04 ou 03.20.36.13.13 😊

Les Biologistes des laboratoires Biocentre vous remercient de votre confiance.