

LABORATOIRE BIOCENRE		DELAI D'EXECUTION DES ANALYSES SPECIALISEES	DOCECH003
Indice 25	Date 11/02/21	Nature des modifications : Mise à jour bacterio, parasito ; ajout biologie moléculaire	
Rédacteur : L. WIJNANTS		Approbateur : V. DECOOL	

Les analyses effectuées à Biocentre sont réalisées tous les jours et les résultats sont disponibles le jour même à partir de 17H, **sauf pour les exceptions ci-dessous :**

	ANALYSES	JOUR ET/OU DELAI
Sérodiagnostics	Antistreptodornase (ASDOR)	Délai : 48 h
	Chlamydia (<i>Chlamydiae trachomatis</i>)	Jeudi (tubes arrivés aux Francs < 11H)
	Waalser rose / facteur rhumatoïde	Mardi - Vendredi (tubes à Bondues < 14h)
Allergie	Ig E spécifiques, Phadiatop, Trophatop	Sauf samedi / Délai : 24 h (si après 14h)
	IgE totales	Mardi – Vendredi (tubes à Bondues < 14H)
Auto-immunité	Ac Anti Thyroïdiens : thyroglobuline, thyroperoxydase	Mardi – Vendredi (tubes à Bondues < 14H)
	Ac anti : ADN natif, CCP	Vendredi (tubes arrivés à Bondues < 14H)
	Ac anti antitransglutaminase	Mercredi (tubes arrivés à Bondues < 14H)
	Ac anti nucléaires ; Ac solubles (SSA, SSB, RNP, Sm, Scl 70...)	Délai : 1 semaine
Electrophorèses	Electrophorèses Protéines (sérums, urines)	Sauf samedi / Délai : 24 h (si après 10h)
	Immuno-électrophorèses, Bence Jones	Délai : 7 jours
	HbA1c (Hémoglobine glycosylée)	Tous les jours sauf samedi > 10 h
Bactériologie	Tout type de prélèvement	3 jours (<i>8 jours pour les liq articulaires et pus</i>)
	ECBU	Délai : 48 h
Mycologie	Recherche de levures	5 jours
	Dermatophytes	8 jours (<i>1^e résultats</i>) – 4 semaines (<i>complet</i>)
Parasitologie	Tout type de prélèvement	2 jours sauf samedi
Biologie moléculaire	COVID	Délai : 12 h si prélèvement avant 14 h Délai : 24 h si prélèvement après 14 h
	<i>Chlamydia trachomatis, gonocoque, Mycoplasma genitalium</i> par PCR	Délai : 48 heures
Fertilité	🚫 Uniquement sur RDV et au laboratoire des Francs 🚫	
	Spermogramme, TMS	Sauf le samedi / Délai : 1 semaine
	Hühner	Délai : 48 heures
Divers	Facteurs de coagulation	Lundi, Mercredi, Vendredi
	Cryoglobuline / Cryofibrinogène	Délai : 8 jours
	🚫 Coaguler immédiatement <u>2h mini</u> à 37°C puis centrifuger et transmettre le sérum décanté	

👉 Lorsque le jour de réalisation d'une analyse coïncide avec un jour férié, ce calendrier est susceptible d'être modifié.

**Document à diffusion
non contrôlée**